



## Kräuselfuß (G) für Elna OV 744 / 745 / 845 / 945

Art. Nr.: 496010-20

Kräuselfuß (s. mehr Informationen)

**29,95 €**

**Hersteller:** Elna  
Sofort lieferbar



### **Kräuselfuß G**

**Der Kräuselfuß eignet sich perfekt für das gleichzeitige Nähen und Kräuseln von zwei Stofflagen.**

**Mit einem höheren Differentialtransport und einer Anpassung der Stichtlänge können Sie stärkere Kräuselungen erzielen.**

**1.** Stellen Sie die Overlock auf einen 4-Faden-Überwendlich ein.

Den Differentialtransport stellen Sie auf 2.

**2.** Setzen Sie den Kräuselfuß (G) ein.

**3.** Legen Sie die untere Stofflage rechts auf rechts zwischen Stichplatte und Kräuselfuß.

**4.** Legen Sie die obere Stofflage in die Öffnung des Kräuselfußes und richten Sie sie mit der rechten Seite nach unten mit der unteren Lage aus.

**5.** Senken Sie den Nähfuß und beginnen Sie mit dem Nähen.

Halten Sie die obere Stofflage gespannt, während Sie die untere Lage ohne Spannung



führen, und nähen Sie die beiden Lagen während des automatischen Kräuselns zusammen.

**Empfohlene Stoffe:** leichter Stoff

**Tipp:** Erhöhen Sie bei Bedarf die Fadenspannung

Der Kräuselfuß (G) ist passend für die **Elna** Overlock-Modelle:

744 , 745

845

945